

Deterlabo[®] N, detergente neutro, líquido concentrado para uso manual**Especificaciones****PROPIEDADES Y APLICACIONES:**

Detergente de pH neutro, líquido concentrado de alto poder espumante. Adecuado para la limpieza manual de todo tipo de equipos, herramientas, materiales y superficies de laboratorios.

Se puede utilizar para limpiar acero inoxidable, aluminio, fórmica, vinilo, superficies pintadas o barnizadas, cristal, vidrio, pyrex, etc.

DOSIFICACIÓN:

Diluir en agua entre 2-15 g/L.

Tensioactivos aniónicos..... 5 - 15 %

Tensioactivos no iónicos..... < 5 %

Conservantes: Bencil Isotiazolona; Metil Isotiazolinona

Perfume

Alérgenos: Limoneno

Apariencia: Azul y viscoso

pH 7,0 ± 0,5

CONTIENE:**Datos físicos**

- Densidad: 1,03 g/cm³
- Punto de ebullición: > 100 °C
- Punto de inflamación: > 55 °C
- Presión de vapor: 7,56 hPa (20°C)
- Viscosidad: 1,2 mPas
- pH7

Seguridad - GHS

Palabra de advertencia: Atención

**Indicaciones de peligro:**

H319: Provoca irritación ocular grave.

Indicaciones de precaución:

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.

PTeISch: En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: (+34) 91 562 04 20. Teléfono de emergencia:

Scharlab, S.L. (+34) 93 715 18 11

Transporte/Almacenamiento

- Store between 10°C and 28°C